

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob použití a připojení k Healy

1. Ujistěte se, že je telefon zapnutý a není s ničím spárován
2. Zapněte Healy, ujistěte se, že bliká zelené světlo
3. Otevřete aplikaci Healy a počkejte, až se aplikace Healy spáruje s aplikací, jakmile připojené modré světlo na indikátoru Bluetooth začne blikat
4. Vypněte aplikaci Healy, jakmile ji již nepotřebujete nebo nepoužíváte. To odpojí Healy od Bluetooth telefonů. Pokud aplikace Healy stále běží na telefonu na pozadí, může být Healy i nadále spárována s telefonem.

Otázka: Jak zapnete Healy?

Odpověď: Pevným stisknutím tlačítka napájení. Pokud se nezapne, zkuste použít trochu větší síly. Pokud zelené světlo rychle třikrát zabliká, je třeba nabít indukující vybitou baterii a Healy.

Otázka: Co když zelené světlo během používání neustále neblinká?

Odpověď: Zelená kontrolka napájení může někdy zhasnout, pokud není spuštěn žádný program, ale modrá kontrolka na indikátoru bluetooth zůstane svítit, když je aplikace Healy připojena a funkční.

Otázka: Jak dlouho trvá nabití Healy?

Odpověď: Plné nabití by mělo trvat 1,5 až 2 hodiny. Úroveň baterie můžete kdykoli zkontrolovat vpravo nahoře v kterékoli aplikaci Healy.

Otázka: Zaznamenává aplikace Healy můj otisk prstu / palce.

A: Ne! Je navržen tak, aby udržel fokus a byl přítomen při spuštění funkcí analýzy.

Otázka: Jak resetuji Healy?

Odpověď: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu nejméně 10 sekund, dokud se zelené světlo nerozsvítí zeleně, a poté jej uvolněte.

Problémy s připojením Bluetooth

- Zkontrolujte a ujistěte se, že je zapnutý Bluetooth vašeho chytrého telefonu. (zkuste to vypnout / zapnout)
- Zkontrolujte a ujistěte se, že Bluetooth vašeho chytrého telefonu není připojen k jinému zařízení v okolí. Bluetooth se někdy může automaticky připojit k dříve spárovaným zařízením.
- Zkontrolujte a ujistěte se, že na pozadí vašeho chytrého telefonu není spuštěna žádná aplikace Healy. Jakmile aplikace již nepoužíváte, vždy je "zabijte".
- Připojení Bluetooth s nízkou spotřebou energie musí mít zapnutou službu určování polohy

Otázka: Co mám dělat, když nemohu najít své zařízení přes Bluetooth?

Odpověď: Nepoužíváme nastavení Bluetooth telefonů k vyhledání a připojení k Healy. Musíme se jen ujistit, že bluetooth funguje na našem smartphonu, pak použijeme aplikace Healy, které se připojí k Healy.

Otázka: Proč světlo Bluetooth neblinká pořád?

Odpověď: Indikátor Bluetooth na Healy bliká, když existuje navázané spojení mezi Healy a jednou z aplikací Healy

Spouštění programů

Otázka: Co se stane, když kontrolka zhasne, když spouštím program?

Odpověď: Někdy zelená kontrolka napájení zhasne, pokud neprobíhá žádný program, ale modrá kontrolka na kontrolce Bluetooth zůstane rozsvícená a zatímco program Healy dodává program, zelená kontrolka bude blikat.

Otázka: Mohu zastavit program dříve, než je doporučený čas?

Odpověď: Ano, jakákoli doba nad 20 minut je výhodná, ale doporučuje se spouštět programy na plný úvazek, protože mají různé frekvence, které se používají v různých částech celého programu

Otázka: Jak daleko se můžete přesunout z aplikace, když spouštíte program bez odpojení?

Odpověď: Bluetooth má krátký dosah maximálně 10 metrů. Jakmile spustíte program na zařízení Healy, pokud telefon ztratí připojení Bluetooth, program bude na zařízení Healy pokračovat, dokud nedojde k jeho dokončení, a poté se systém Healy vypne.

Otázka: Kolik programů mohu spustit denně?

Odpověď: Healy doporučuje maximálně 2–3 programy denně, pro lepší porozumění programům a frekvenci používání si přečtěte příručku Healy Manual PDF a průvodce prvními kroky.

Otázka: Můžeme vypnout telefony, jakmile zahájíme program Healy?

Odpověď: Ano! Jakmile byl program přenesen do Healy a nastavena intenzita, telefon již není vyžadován. Program bude pokračovat v provozu, dokud nebude dokončen, a poté dojde k vypnutí Healy.

Otázka: Mohu přijmout hovor na svém telefonu, pokud je spuštěný program, nebo by se program vypnul?

Odpověď: Ano! Programy běží na Healy a ne na telefonu, telefon se používá pouze k tomu, aby Healy řekl, který program má spustit. Jakmile je tedy program přenesen do Healy a spuštěn, upravena intenzita, telefon již není zapotřebí.

Otázka: Co to znamená, když se indikátor v aplikaci neustále mění z bílé na černou a naopak?

Odpověď: Při použití zápěstí a lepidlových elektrodových elektrod je indikátor v případě dobrého vodivého spojení bílý. Pokud není konstantní bílá nebo bliká mezi bílou a šedou / černou, postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda jsou vodiče správně připojeny k Healy
- Zkontrolujte, zda jsou vodiče správně připojeny k zápěstí nebo lepidlovým polštářkům

- Zkuste nanést vodu na zápěstí nebo na lepidlo podložky a zajistěte pevné a pevné uchycení
- Zkuste vypít alespoň sklenici vody

Otázka: Co to znamená, když je indikátor aplikace šedý, když používáte ušní elektrody.

Odpověď: V tomto případě je indikátor kontaktu deaktivován. Během běhu programů, které používají ušní elektrody, bude indikátor průběhu zobrazen šedě. Před použitím jsou plastové podložky na sponách do uší mokré.

Otázka: Co znamenají čísla Hz a proč se vždy mění?

Odpověď: Každý program má řadu frekvencí, které Healy dodává, a každý z nich je na několik sekund. Healy také kontroluje, co je více potřebné, pracuje a rezonuje, aby poskytlo více těchto frekvencí.

Otázka: Proč nemohu nic cítit? Proč někdy něco cítím a jiné ne?

Odpověď: Fyzické tělo může cítit pouze do 1000 Hz. Healy poskytuje mnohem vyšší rozsahy a každý program poskytuje různé rozsahy Hz. Můžete také zkusit zvýšit intenzitu, dokud neucítíte mírné brnění. Všichni jsme úplně jiní a někteří jsou citlivější než ostatní. Jednoho dne můžete s těmito frekvencemi také více rezonovat a někdy i méně.

Otázka: Co je odkaz Therapist TAN?

Odpověď: Můžete si nechat vytvořit specializované na míru šité frekvenční programy vytvořené odborníky / experty TimeWaver pro konkrétní použití / podmínku a nechat si je poslat do vaší aplikace Healy, tam se zobrazí, pak je můžete přenést do svého Healy.